

### Hibaüzenetek és teendők

A kijelzőn az alábbi hibaüzenetek jelenhetnek meg:

- Lo": az elemeket ki kell cserélni.
- Ha a készülék nem látszik reagálni semmilyen utasításra, akkor néhány másodpercre távolítsa el az elemeket majd helyezze őket vissza!
- Mérést követően nem látható az érték a telefonon. Nem kapcsolta be a Bluetooth kapcsolatot, vagy elvesztette a kapcsolatot a mérleg és a telefon, ebben az esetben csatlakoztassa újra.
- Két mért érték között különbség van. Ha a baba mozog, az auto hold funkció miatt lehetséges, hogy kis eltéréssel rögzíti a mérleg a két mérést. Próbáljon meg akkor mérni, ha a baba nyugodt. +/-5 g-os eltérés lehetséges, mivel ekkor a mérleg pontossága.

### Műszaki adatok

Típus	BEEZ EB-524
Megnevezés	Digitális babamérleg
Kapacitás	20kg
Leolvasási pontosság	0,005kg / 5g
Kijelző	LCD
Áramforrás	3 db AAA elem (nem tartozék)

*Az importőr az esetleges nyomdai hibákért, nyelvi eltérésekért felelősséget nem vállal, továbbá fenntartja a jogot a konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására.*

Kizárólagos importőr:

**Beez Amsterdam Kft.**

Cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9.

Tel./fax: +36-1-3610377

e-mail: info@beez.hu

web:www.beez.hu

**BEEZ**  
A M S T E R D A M

www.beez.hu

# Kezelési útmutató

## EB-524 Bluetooth Digitális Babamérleg



magyar

Használat előtt, kérjük, figyelmesen olvassa végig ezt a kezelési útmutatót!

### Fontos tudnivalók:

Kérjük, használatba vétel előtt gondosan tanulmányozza át, és kövesse ezt a kezelési útmutatót. Őrizze meg, később is szüksége lehet rá. A biztonsági és kezelési előírások be nem tartása miatt bekövetkező termék meghibásodásra a garanciális feltételek nem terjednek ki. A terméket a használati utasításban leírtak szerint, és csakis a gyártó által ajánlott kiegészítőkkel üzemeltesse.

### Készülék ismertetése:

A BEEZ EB-524 digitális Bluetooth babamérleg ideális eszköz a csecsemők testsúlyának növekedésének vagy csökkenésének mérésére, nyomon követésére, ekképpen is hozzájárulva egészsége megóvásához. A tervezéskor és a gyártás folyamán alkalmazott modern technológiának köszönhetően hosszú ideig állhat szolgálatára ez a precíz eszköz.

- maximális teherbírása: 20kg,
- nagyméretű LCD kijelző háttérvilágítással
- 5 grammos leolvasási pontosság
- A készülék minimálisan 50g súly mérésére képes
- Könnyen bekapcsolható, az energiakímélő megoldásnak köszönhetően a készülék a mérés követően mintegy 20 másodperc után automatikusan kikapcsol.
- Automatikus nullázás funkció (TARE)
- Az alacsony elemtöltöttség és túlterheltség jelző funkciók;
- Súly mértékegység választó kapcsoló (kg/font/stone)


### Használat előtti fontos tudnivalók:

A termék és a baba megóvása érdekében kérjük feltétlenül tartsák be a következő instrukciókat.

- Ne szerelje szét a készüléket!
- Ne tegye ki a közvetlen napfénynek, magas páratartalomnak vagy szélsőséges hőmérsékletnek, egyéb hőforrásoktól pormentesen tartsa távol!
- Sose merítse vízbe, ne áztassa folyó vízbe! A mérleg tisztítását enyhén nedves rongy és szükség esetén kevés folyékony tisztítószerrel végezze!
- Ne használja a mérleget, ha annak felületé nedves!
- Balesetveszélyt megelőzendő soha ne tegye a babát a mérleg szélére, a biztonság és a pontos mérés érdekében helyezze a mérleg közepére!
- A gyermek biztonsága érdekében sose hagyja a gyereket a babamérlegen felügyelet nélkül!
- A pontos méréshez mindenkor vízszintes, stabil, rázkódásmentes felületet válasszon!
- A méréseket elektromágneses mezővel rendelkező készülékektől kellő távolságban végezze az interferencia elkerülése végett.
- A készüléket vízszintes helyzetben tárolja!
- Ne ejtse le, ne ugráljon rajta!
- A készülék nem orvosi műszer, a mérések eredményei tájékoztató jellegűek.
- Használaton kívüli készüléken ne tároljon egyéb tárgyakat.
- Ha a mérleget hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.
- A mérleg üzembe helyezése előtt távolítsa el a védőnylont.
- Ne terhelje túl, mert a mérleg szenzorai javíthatatlanul károsodhatnak.

### Mérés menete:

Nyissa ki az elemtartó ajtaját a készülék alján. Helyezzen bele polaritásnak megfelelően 3db tartós AAA (mikro ceruza) elemet. Az elemek merülésére a kijelzőn megjelenő „Lo” felirat figyelmeztet. Mivel a már gyenge elemek befolyásolhatják a mérés megbízhatóságát, ilyenkor egyből cserélje ki őket. Ügyeljen a helyes polarításra. Kemény és lapos felületre tegye le a mérleget (kerülje a szőnyeget vagy a puha felületet).

Nyomja meg a bekapcsoló gombot , majd várja meg amíg megjelenik a kijelzőn a „0,000 kg” felirat, ezután kezdheti a baba súlyának mérését. A mérés megkezdése előtt ellenőrizze a kijelzőn a kívánt mértékegység beállítását (kg). Ha nem kg vagy más mértékegységre van szüksége, akkor a készülék hátulján lévő kapcsolóval tud átváltani (kg/lb/oz).

Óvatosan tegye rá a babát a mérleg közepére különösen ügyelve a baba fejére és arra, nehogy ráejtse.

A babamérleg automatikus AUTO HOLD funkcióval rendelkezik. Az AUTO HOLD funkció lehetővé teszi a baba súlyának megmérését akkor is, ha a baba rúgkapál és csak pillanatokra lesz mozdulatlan. A mérleg ekkor képes súlyadatokat mutatni, de már pontatlanabb eredménnyel. Ezért próbálja megnyugtatni a babát, miközben ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá, mert az befolyásolja a mérési eredményeket. Amikor a „HOLD” felirat megjelenik a kijelzőn mért súlyadat mellett, akkor végleges a mérés. Ezt követően a készülék automatikusan kikapcsol. Amennyiben a baba folyamatosan, megállás nélkül rúgkapál, válassza ki a „HOLD” gomb megnyomásával a „MECHANICAL HOLD” funkciót. 3 másodpercen belül megáll a mérés, megjelenik a „HOLD” felirat és a mért súlyadat a kijelzőn. Ebben az esetben már nagyon jelentős lehet a mért súly eltérése.

Amennyiben nem szeretné a babát közvetlenül a mérőfelületre fektetni, használjon pl. törölközőt vagy textil pelenkát. Mivel a törölközőnek is van súlya, ha rárták a mérlegre nulláznia kell a kijelzőt, ehhez használja a TARE funkciót. Miután a „HOLD” felirat nem villog, a TARE gomb megnyomásával lenullázza a mérleget így ismét 0,000kg pozícióba kerül. A TARE gomb megnyomásával a kijelzőn megjelenik a TARE felirat.

### Mérés menete alkalmazás használatával, Bluetooth kapcsolaton keresztül:

1. Győződjön meg arról, hogy telefon/tablet/ operációs rendszere alkalmas a Bluetooth mérleggel való összeköttetésre (iOS vagy ANDROID rendszer). A készülék használata során ügyeljen arra, hogy Internethez kapcsolódjon a telefon. Töltse le a méréshez szükséges alkalmazást áruházból. Az általunk javasolt alkalmazás „JIBAO BABY SCALE”. FONTOS: az áruházban számos olyan alkalmazás található, mely segítségével Ön teljes körű méréseket végezhet. A fellelhető alkalmazások közül leginkább alkalmasnak a „JIBAO BABY SCALE” applikációt tartjuk, ezért ennek letöltését és használatát javasoljuk! Első használat esetén végezze el az egyszerű szükséges regisztrációt: adja meg email címét (Email), és írjon be egy jelszót (Password), majd nyomja meg a "Get a verification code" gombot. E-mailen kapott kódot írja be majd nyomja meg a "Registration" gombot. Ha már korábban regisztrált, akkor a LOGIN gomb megnyomása után írja be az e-mail címét és a kódot és így jelentkezhet be az applikációba. Javasoljuk nem nyomja meg a Logout gombot és akkor nem kell minden alkalommal bejelentkeznie.
2. Szükség van a mérleg alkalmazással történő párosítására. Miután regisztrált aktiválja telefonkészülékén a bluetooth kapcsolatot és lépjen be az alkalmazásba. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a mérleg bekapcsolásához, a kijelzőn megjelenik a "0.000 kg" felirat. Az alkalmazásban nyomja meg a "My" gombot majd a "My scale" menüpontot. Utána nyomja a "Bound Jibao baby scale" gombot, majd a "Set to Bind" gombot. Ha nem látja a mérleg fotóját, lehet hogy már nem volt bekapcsolva a mérleg, vagy a telefonon a bluetooth kapcsolat nem volt aktív. A "Baby Member" menüpont alatt tudja beállítani a felhasználókat. Itt akár több babát is megadhat. A menüpontokban a következők állíthatók, Photo: feltölthet fotót a babáról, Name: baba neve, Gender: fiú vagy lány, Height: magasság BirthDay Date: születési idő, Birth weight: születési súly.
3. Mérés megkezdéséhez, ha bekapcsolt állapotban van a mérleg és az alkalmazás, helyezze a babát a mérlegre. Amint a mérés megtörtént a kijelzőn fixálódik az érték és megjelenik az alkalmazásban is a mért érték. Az alkalmazásban a súly alatt két csúszka látható. "Height" csúszkával a baba magasságát lehet beállítani. A "Head circumference" csúszkával a fej körfogatot lehet beállítani. A súlyt és mindkét csúszka értékét a "Set" gombbal lehet menteni. A mérést elvégezheti akár a mérleg hátsó oldalába rejtett mérőszalaggal is.

### Menü használata

"My" pont: beállíthatja az alábbiakat.

- "Baby member": Baba felhasználókat állíthat be.
- "My account": Felhasználói fiókját állíthatja be.
- "My scale": mérleget lehet csatlakoztatni, lecsatlakoztatni a Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- "Set unit: mértékegység választó
- "Reminder": emlékeztetőt állíthat be, akár a mérésekhez, vagy etetéshez, hogy mindig ugyanabban az időpontban történjen az esemény.

"Dynamic" pont: lehetőség van megjeleníteni az előzőleg mért eredményeket. Lefele görgethetőek az adatok. Az adatokra kattintva megjelennek a referencia értékek és a mért érték. Amennyiben hibás volt a mérés alul az x-re kattintva törölheti az adott mérést.

"Trend" pont: grafikusan láthatja a mért eredményeket. A grafikonon a mért értékek mellett látható néhány referencia érték +/- irányban is. Az alábbi grafikonok közül választhat.

- Weight súly,
- Height magasság,
- Head fej kerület.

"Diary" pont: jegyzeteket menthet el a méréssel kapcsolatban, majd meg tudja jeleníteni dátum szerint. Pl. évessel, gyógyszerekkel körülményekkel kapcsolatban is jegyezhetet.

Az 1. ábrán látható adatokat jeleníti meg az alkalmazás. Ez lehetővé teszi, hogy láthassa, ha a referencia értékektől eltérnek a mért adatok. Ezen felül orvosának, gondozójának is meg tudja mutatni az értékeket. A grafikon jobbra balra mozgatható.

